

Audiómetro MA 25

Ligero e independiente para una exploración básica



- Nuevas características con un diseño renovado y actual
- Vía aérea con 11 frecuencias entre 125 Hz y 8000 Hz
- Frecuencias programables según sus necesidades
- Intensidades entre $-10 \text{ dB}_{\text{HL}}$ hasta $100 \text{ dB}_{\text{HL}}$ en pasos de 1 ó 5 dB
- Tono continuo, pulsado o FM
- Alimentación independiente mediante pilas o conexión eléctrica
- MA 25e con exámenes automáticos según Hughson-Westlake

Audiómetro MA 25

Audiómetro para una exploración básica, fácil y portátil

El MA 25 es el audiómetro ideal cuando se necesita una evaluación auditiva rápida. Es nuestro audiómetro más pequeño y ligero.

Gama completa de pruebas

El MA 25 ofrece una gama completa de pruebas. Frecuencias de 125 Hz a 8000 Hz e intensidades de $-10 \text{ dB}_{\text{HL}}$ hasta $100 \text{ dB}_{\text{HL}}$. Tono continuo, pulsado o FM.

Fácil de utilizar

Comprobará la facilidad de manejo mediante la guía abreviada del MA 25.

Robusto y fiable

Al ser portátil, el MA 25 ha sido desarrollado para ser fiable, ligero y robusto al mismo tiempo. Los mandos de ajuste de las frecuencias e intensidades tienen un manejo sencillo y cómodo.

Alimentación por pilas o conexión eléctrica

El MA 25 puede funcionar mediante 3 pilas AAA o mediante conexión eléctrica externa.

Funciones opcionales

El MA 25 puede ampliar su gama de funciones con el test automático Hughson-Westlake. Los parámetros son adaptables a sus preferencias. La comunicación con el paciente convierte al MA 25 en un aparato apto para el uso con cabinas audiométricas.



Teclas de funcionamiento del MA 25

Datos Técnicos

Señales de test:	tono continuo, pulsado o FM
Rango de frecuencias en Hz:	125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000
Pasos en dB:	1 ó 5 dB
Rango de intensidades:	$-10 \text{ dB}_{\text{HL}}$ - $100 \text{ dB}_{\text{HL}}$ $70 \text{ dB}_{\text{HL}}$ a 125 Hz $90 \text{ dB}_{\text{HL}}$ a 250 y 8000 Hz
Clase de audiómetro:	Clase 4 según EN 60 645-1
Normas:	IEC 601-1, IEC 645-1, clase 4, Directiva médica 93/42/EEC
Accesorios estándar:	Auriculares DD 45, bloc de audiogramas
Suministro de energía:	3 pilas AA (en general 100 horas de vida útil) u opcional cable de red
Dimensiones:	A x A x P: 22,5 cm x 18 cm x 5,5 cm
Peso:	980 g
Opciones:	Test de Hughson-Westlake, pulsador señal paciente, cable de red, bolsa de transporte, auriculares Holmco 8103, TDH 39 o HDA 280, en lugar de DD45



Las especificaciones pueden experimentar modificaciones sin preaviso



MAICO Diagnostic GmbH
Salzufer 13/14
10587 Berlin, Germany
Tel.: +49 30/70 71 46-50
Fax: +49 30/70 71 46-99
E-Mail: export@maico.biz
Web: www.maico.biz

